

Συσκευή Μασάζ Ποδιών Hooplne

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση!

Λειτουργία

Τεχνικές προδιαγραφές:

Τροφοδοσία: AC100-240V 50 / 60Hz

Ισχύς: 80W

Προεπιλεγμένος χρόνος χρήσης: 15 λεπτά

Λειτουργία:

Συνδέστε το σε μια πρίζα. Στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος.

Ανοίξτε ή διπλώστε τη θήκη στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια να εισάγετε το πόδι σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη κατά το μασάζ του ποδιού σας πατώντας το κουμπί μασάζ ποδιών (1-2-3)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πατώντας το κουμπί Θερμότητας (1-2-3)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη όταν κάνετε μασάζ στη γάμπα πατώντας το κουμπί μασάζ ποδιών (1-2-3)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην στέκεστε πάνω του και μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη μηχανή μασάζ!

Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης του μασάζ είναι 15 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί "stop" εάν αισθάνεστε άβολα κατά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ σε υγρό περιβάλλον, όπως στο μπάνιο.

Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ εάν το σώμα σας είναι βρεγμένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν δεν είστε σίγουροι.

Δεν συνιστάται για έγκυες γυναίκες!

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην σηκώνετε όρθιοι κατά τη διάρκεια του μασάζ!

Μην καλύπτετε το μασάζ κατά τη λειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ:

- εάν χυθεί νερό σε αυτό

- εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε μη φυσιολογικό πόνο σταματήστε αμέσως και επισκεφθείτε το γιατρό σας!

- εάν αντιμετωπίσετε κάποια ανωμαλία κατά τη λειτουργία!