



**713-144V00GY**



Καρέκλα ντους με ρυθμιζόμενο ύψος

1. Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό, αεριζόμενο, λείο και μη διαβρωτικό εσωτερικό χώρο.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει γήρανση των ελαστικών μερών και φαινόμενα ανεπαρκούς ελαστικότητας.
3. Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε ανώμαλη επιφάνεια.
4. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες δεν είναι χαλαρές και ελέγξτε τη φθορά του ποδιού. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα έγκαιρα.
5. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι έχουν βιδωθεί σωστά και είναι ρυθμισμένοι στο κατάλληλο ύψος. Κατά την ανύψωση ή χαμήλωσή τους, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση οπής.
6. Κατά τη χρήση, ευθυγραμμίστε το σκαμπό και καθίστε στο κέντρο του. Μην ασκείτε δύναμη σε καμία από τις δύο πλευρές ή μόνο σε μία πλευρά του σκαμπό, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
7. Μην προσπαθείτε να σπρώξετε ή να τραβήξετε το προϊόν κατά τη χρήση του, για να αποφύγετε περιττές ζημιές.
8. Μην στέκεστε στο κάθισμα.
9. Σε καμία περίπτωση μην πατάτε σε όλη την επιφάνεια της καρέκλας. Μην κάθεστε σε αυτή και την κουνάτε.
10. Μετά τη χρήση, θυμηθείτε να ξεπλύνετε με νερό σε θερμοκρασία δωματίου και να την αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα.

PARTS

1 x 1



2 x 1



3 x 2



4 x 1



5 x 2



6 x 4



7 x 4



8 x 2



9 x 7



10 x 1



11 x 1





### Οδηγίες Συναρμολόγησης:

1. Τοποθετήστε σωστά τον κύριο σκελετό ① πάνω στην επιφάνεια καθίσματος ② και εγκαταστήστε χρησιμοποιώντας το μπουλόνι ⑧ και τη ροδέλα ⑨.
2. Εγκαταστήστε τον κύριο σκελετό ① χρησιμοποιώντας το μπουλόνι ⑧, δύο ροδέλες ⑨, και το παξιμάδι ⑩. Σφίξτε καλά με εργαλείο εγκατάστασης.



1. Εισάγετε τους σωλήνες της πλάτης ③ (2 τεμάχια) στον πίνακα πλάτης ④ μέχρι να ασφαλίσουν οι σφαιρικές ασφάλειες.
2. Εγκαταστήστε τους σωλήνες της πλάτης ③ (2 τεμάχια) στην επιφάνεια καθίσματος ② και ασφαλίστε τους με τα μπουλόνια ⑦ (4 τεμάχια) και τις ροδέλες ⑨ (4 τεμάχια).



Εισάγετε τους σωλήνες ποδιών ⑥ (4 τεμάχια) στον κύριο σκελετό ① μέχρι να ασφαλισουν οι σφαιρικές ασφάλειες. Ρυθμίστε τους σωλήνες στο επιθυμητό ίδιο ύψος.



Εισάγετε τα μπράτσα ⑤ (2 τεμάχια) στον κύριο σκελετό ① μέχρι να ασφαλίσουν οι σφαιρικές ασφάλειες.